

Report di Verifica Funzionale

Data Verifica:

Codice Verifica: MODELLO

Dati Cliente e Destinazione

Cliente	N/D	Destinazione	N/D
---------	-----	--------------	-----

Dati Apparecchio

Tipo Apparecchio	N/D	Marca	N/D
Modello	N/D	Profilo di Verifica	Monitor Defibrillatore
Numero di Serie		Reparto	N/D
Inventario Cliente	N/D	Inventario AMS	N/D

Esito Verifica Funzionale

APPARECCHIO CONFORME

Tecnico Verificatore: N/D

Firma: _____

Verifica Funzionale

CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE

Verifica	Esito
Leggibilità delle serigrafie/etichette	
Manuale d'uso disponibile	
Integrità involucro/display	
Funzionalità tastiera/display	
Funzionalità stampante	
Verifica impostazioni di sistema (lingua, data, ora)	
Funzionalità allarmi (visivi/acustici)	
Indicazione presenza alimentazione esterna	
Funzionamento batteria	

DEFIBRILLATORE - CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE

Verifica	Esito
Integrità cavo multifunzionale/piastre	

DEFIBRILLATORE - CONTROLLO LIVELLI SCARICA

Valore impostato	Valore misurato	ESITO	Errore %	Errore J	Tempo di carica
50					
100					
150					
200					
300					

DEFIBRILLATORE - CONTROLLO FUNZIONALITÀ ALLARMI

ESITO	TEMPO

MODALITÀ AED

Valore impostato	Valore rilevato	Esito

DEFIBRILLATORE - ESITO COMPLESSIVO

Scadenza Placche	
Esito complessivo	
NOTE FINALI	

ECG - CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE

Verifica	Esito
Integrità cavo paziente	
Funzionalità filtro muscolare	

Verifica	Esito
Funzionalità filtro rete 50Hz	

ECG - CONTROLLO FREQUENZA CARDIACA (BPM)

FREQ impostata	FREQ misurata
30	
60	
80	
120	
180	
240	

ECG - CONTROLLO AMPIEZZA SEGNALE (MV)

AMP impostata	AMP misurata
0.5	
1.0	
1.5	
2.0	

ECG - ESITO COMPLESSIVO

Esito complessivo	
ECG NOTE FINALI	

SPO2 - CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE

Verifica	Esito
Integrità cavo prolunga/sensore SpO2	

SPO2 - CONTROLLO OSSIGENAZIONE E FREQUENZA CARDIACA

% SpO2 impostata	% SpO2 rilevata	HR impostato	HR rilevato
100		60	
98		65	
96		70	
94		75	
92		80	
90		85	
86		90	
82		95	
78		100	

SPO2 - ESITO COMPLESSIVO

Esito complessivo	
-------------------	--

NIBP STATICA - CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE

Verifica	Esito
Test di perdita NIBP	
Integrità tubo/bracciale NIBP	

NIBP STATICA - VERIFICA

Impostata	Rilevata	Errore
240		
200		
160		
120		
80		
40		

NIBP STATICA - ESITO COMPLESSIVO

Esito complessivo	
NIBP ESITO FINALE	

VERIFICHE EFFETTUATE

Verifica	Esito
Verifica defibrillatore	
Verifica elettrocardiografo	
Verifica saturimetro	
Verifica NIBP statica	