



A.M.S. srl
ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE
Via A. Degasperi, 34/3 – 38123 Trento (TN) – Italy
tel. +39 0461 92 57 15 – fax +39 0461 92 35 00
Reg. Impr. TN, C.F. e P.IVA 02428260224
info@amstrento.it – www.amstrento.it

Assistenza Tecnica

Sistema di Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001

INOLTRO CHIAMATE DI INTERVENTO
assistenza@amstrento.it

Report di Controllo Qualità Sonde Ecografo

(Conforme a Manuale di Qualità per Apparecchio Ecografico)

Data Verifica: 2025-07-28

Codice Verifica: CQ-ECO-2025-002

Manuale di qualità per apparecchio ecografico

Anno creazione: 2025

Marca: PHILIPS	Modello: EPIQ 7
Nr. inv.: INV-2025-9988	s/n: SN-ECO-9988
Struttura: OSPEDALE SANTA CHIARA	Reparto: CARDIOLOGIA

DATI APPARECCHIO					
Inventario:	INV-2025-9988	Reparto:	CARDIOLOGIA	Costruttore:	PHILIPS
S/N:	SN-ECO-9988	Struttura:	OSPEDALE SANTA CHIARA	Modello:	EPIQ 7
Note Ecografo:	Controllo passato.				

DATI SONDE COLLEGATE				
Sonda 1	Inventario:		Costruttore:	
	Tipo:	Linear	S/N / Modello:	SN-PRB-001 / L12-4

Tabella riassuntiva Controlli di Qualità:

Sonda: L12-4s/n: SN-PRB-001

Mod. usata per test:

Preset impostato:

Gain:

Power:

Parametro	Baseline	Controllo 1	Controllo 2	Controllo 3
Data	2024-05-10	2025-07-28		
Ispezione visiva	BUONO	BUONO		
Uniformità	BUONO	BUONO		
Profondità max (cm)	8.5	8.5		
Misure verticali (scarto max mm)	0.1	0.2		
Misure orizzontali (scarto max mm)	0.0	0.1		
Zona Morta (mm)	1.0	1.0		
Risoluzione assiale 3 cm (mm)				
Risoluzione laterale 3 cm (mm)				
Risoluzione assiale 11 cm (mm)				
Risoluzione laterale 11 cm (mm)				
Massa anecoica area (mm²)	38	38		
Massa iperecogena area (mm²)	60	60		
Giudizio complessivo	BUONO	BUONO		
Nome e firma del tecnico	MARCO ROSSI □□□□□□□□□□	ELSON META □□□□□□□□□□		

Dettaglio Controlli di Qualità

Anno: 2025	Sonda: L12-4	s/n: SN-PRB-001
------------	--------------	-----------------

1. ISPEZIONE VISIVA:

- [X] BUONO (non vi sono crepe/tagli/altre non conformità né sulla sonda né sulla guaina)
[] SUFFICIENTE (vi sono delle non conformità di lieve entità)
[] INSUFFICIENTE (vi sono delle non conformità di entità non lieve)

2. UNIFORMITÀ:

- [X] BUONO (immagine uniforme in tutte le zone lungo tutta la profondità di penetrazione)
[] SUFFICIENTE (vi sono delle zone non uniformi che però non pregiudicano la visione dei pin)
[] INSUFFICIENTE (vi sono delle zone non uniformi che pregiudicano la visione dei pin)

3. MASSIMA PROFONDITA' DI PENETRAZIONE:

E' determinata dalla frequenza del trasduttore, dal sistema di attenuazione utilizzato e dall'impostazione dei parametri di sistema.

DISTANZA DELL'ULTIMO BERSAGLIO VISIBILE (cm): 8.5

Valori di riferimento: frequenze minori di 2.5 MHz → > 16 cm frequenze fra 2,5 e 5 MHz → > 13 cm
frequenze fra 5 e 8 MHz → > 6 cm frequenze fra 8 e 12 Mhz → > 4 cm

4. MISURE VERTICALI:

Effettivo (mm)	Misurato (mm)	Scarto (mm)
20	20	0.0
40	40.2	0.2
60	60.1	0.1
80	79.9	0.1
100	100	0.0
120	120.1	0.1
140	140	0.0
160	160	0.0

Valori di riferimento: scarto < 1,5 mm fra due misure contigue

5. MISURE ORIZZONTALI:

Effettivo (mm)	Misurato (mm)	Scarto (mm)	Effettivo (mm)	Misurato (mm)	Scarto (mm)
-20	-20.1	0.1	40	40.1	0.1
-40	-40	0.0	20	20	0.0
-60	-59.9	0.1			
-80	-80	0.0			

Valori di riferimento: scarto < 2 mm fra due misure contigue

[] TEST NON APPLICABILE A QUESTA SONDA

6. ZONA MORTA:

NUMERO TOTALE BERSAGLI: 6 ZONA MORTA (mm): 1.0

Valori di riferimento: < 7 mm per frequenze < 3 MHz
< 5 mm per frequenze comprese tra 3 e 7 MHz
< 3 mm per frequenze > 7 MHz

[] TEST NON APPLICABILE A QUESTA SONDA

7. RISOLUZIONE 3 CM:

Ultima coppia bersagli distinguibili	1 ^a (4 mm)	2 ^a (3 mm)	3 ^a (2 mm)	4 ^a (1 mm)	5 ^a (.5 mm)	6 ^a (.25 mm)	N/A
Assiale	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Laterale	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Valori di riferimento: non deve superare di 1 mm i valori indicati dal costruttore

8. RISOLUZIONE 11 CM:

Ultima coppia bersagli distinguibili	1 ^a (5 mm)	2 ^a (4 mm)	3 ^a (3 mm)	4 ^a (2 mm)	5 ^a (1 mm)	Non Applicabile
Assiale	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Laterale	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Valori di riferimento: non deve superare di 1 mm i valori indicati dal costruttore

9. ANALISI DELLE MASSE ANECOICHE:

Diametro orizzontale (mm)	Diametro verticale (mm)	Rapporto diametri	Area (mm²)
6.9	6.8	1.01	38

[] TEST NON APPLICABILE A QUESTA SONDA

Valori di riferimento: non esiste una standardizzazione tale da indicare dei limiti di tolleranza su scala quantitativa

10. ANALISI DELLE MASSE IPERECOGENE:

Diametro orizzontale (mm)	Diametro verticale (mm)	Rapporto diametri	Area (mm²)
8.8	8.6	1.02	60

[] TEST NON APPLICABILE A QUESTA SONDA

Valori di riferimento: non esiste una standardizzazione tale da indicare dei limiti di tolleranza su scala quantitativa

CONCLUSIONI:

Controllo passato.

DATA: 2025-07-28

IL TECNICO: ELSON META

