

Report di Verifica Funzionale

Data Verifica:

Codice Verifica: MODELLO

Dati Cliente e Destinazione

Cliente	N/D	Destinazione	N/D
---------	-----	--------------	-----

Dati Apparecchio

Tipo Apparecchio	N/D	Marca	N/D
Modello	N/D	Profilo di Verifica	Monitor Defibrillatore
Numero di Serie		Reparto	N/D
Inventario Cliente	N/D	Inventario AMS	N/D

Strumenti Utilizzati

Strumento	Matricola	Versione	Data Cal.
DATATREND PHASE 3	PH20041003	2026063000202B	30/06/2026
FLUKE BP PUMP 2	212192	049-25-0101	16/07/2026
FLUKE INDEX-2XLFE	205586	032-25-0107	15/07/2025
FLUKE PS420	1624026	066-25-0113	17/06/2026
FLUKE QED 6	20492	056-25-0117	17/07/2025
FLUKE SPOT LIGHT	6362036	213-25-0250	02/12/2025
FLUKE SPOT LIGHT	6363067	206-25-0250	19/11/2025

Esito Verifica Funzionale

APPARECCHIO CONFORME

Tecnico Verificatore: N/D

Firma: _____

Verifica Funzionale

CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE

Verifica	Esito
Leggibilità delle serigrafie/etichette	
Manuale d'uso disponibile	
Integrità involucro/display	
Funzionalità tastiera/display	
Funzionalità stampante	
Verifica impostazioni di sistema (lingua, data, ora)	
Funzionalità allarmi (visivi/acustici)	
Indicazione presenza alimentazione esterna	
Funzionamento batteria	

DEFIBRILLATORE - CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE

Verifica	Esito
Integrità cavo multifunzionale/piastre	

DEFIBRILLATORE - CONTROLLO LIVELLI SCARICA

Valore impostato	Valore misurato	ESITO	Errore %	Errore J	Tempo di carica
50					
100					
150					
200					
300					

DEFIBRILLATORE - CONTROLLO FUNZIONALITA ALLARMI

ESITO	TEMPO

MODALITA' AED

Valore impostato	Valore rilevato	Esito

DEFIBRILLATORE - ESITO COMPLESSIVO

Scadenza Placche	
Esito complessivo	
NOTE FINALI	

ECG - CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE

Verifica	Esito
Integrita cavo paziente	
Funzionalita filtro muscolare	
Funzionalita filtro rete 50Hz	

ECG - CONTROLLO FREQUENZA CARDIACA (BPM)

FREQ impostata	FREQ misurata
30	
60	
80	
120	
180	
240	

ECG - CONTROLLO AMPIEZZA SEGNALE (MV)

AMP impostata	AMP misurata
0.5	
1.0	
1.5	
2.0	

ECG - ESITO COMPLESSIVO

Esito complessivo	
ECG NOTE FINALI	

SPO2 - CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE

Verifica	Esito
Integrita cavo prolunga/sensore SpO2	

SPO2 - CONTROLLO OSSIGENAZIONE E FREQUENZA CARDIACA

% SpO2 impostata	% SpO2 rilevata	HR impostato	HR rilevato
100		60	
98		65	
96		70	
94		75	
92		80	
90		85	
86		90	
82		95	

% SpO2 impostata	% SpO2 rilevata	HR impostato	HR rilevato
78		100	

SPO2 - ESITO COMPLESSIVO

Esito complessivo	
SPO2 NOTE FINALI	

NIBP STATICA - CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE

Verifica	Esito
Test di perdita NIBP	
Integrità tubo/bracciale NIBP	

NIBP STATICA - VERIFICA

Impostata	Rilevata	Errore
240		
200		
160		
120		
80		
40		

NIBP STATICA - ESITO COMPLESSIVO

Esito complessivo	
NIBP ESITO FINALE	

VERIFICHE EFFETTUATE

Verifica	Esito
Verifica defibrillatore	
Verifica elettrocardiografo	
Verifica saturimetro	
Verifica NIBP statica	