

## Report di Verifica Funzionale

Data Verifica:

Codice Verifica: MODELLO

### Dati Cliente e Destinazione

|         |     |              |     |
|---------|-----|--------------|-----|
| Cliente | N/D | Destinazione | N/D |
|---------|-----|--------------|-----|

### Dati Apparecchio

|                    |     |                     |             |
|--------------------|-----|---------------------|-------------|
| Tipo Apparecchio   | N/D | Marca               | N/D         |
| Modello            | N/D | Profilo di Verifica | SATURIMETRO |
| Numero di Serie    |     | Reparto             | N/D         |
| Inventario Cliente | N/D | Inventario AMS      | N/D         |

### Strumenti Utilizzati

| Strumento         | Matricola | Versione    | Data Cal.  |
|-------------------|-----------|-------------|------------|
| FLUKE INDEX-2XLFE | 205586    | 032-25-0107 | 15/07/2025 |
| FLUKE SPOT LIGHT  | 6362036   | 213-25-0250 | 02/12/2025 |
| FLUKE SPOT LIGHT  | 6363067   | 206-25-0250 | 19/11/2025 |

### Esito Verifica Funzionale

**APPARECCHIO CONFORME**

Tecnico Verificatore: N/D

Firma: \_\_\_\_\_

## Verifica Funzionale

### CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE

| Verifica                               | Esito |
|----------------------------------------|-------|
| Leggibilità delle serigrafie           |       |
| Integrità involucro/display            |       |
| Integrità sensore                      |       |
| Funzionalità tastiera                  |       |
| Funzionalità allarmi (visivi/acustici) |       |

### CONTROLLO LIVELLI D'OSSIGENAZIONE E FREQUENZA CARDIACA

| % SpO2 impostata | % SpO2 rilevata | HR impostato | HR rilevato |
|------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 98               |                 | 60           |             |
| 94               |                 | 75           |             |
| 92               |                 | 80           |             |
| 90               |                 | 85           |             |
| 86               |                 | 90           |             |
| 82               |                 | 95           |             |
| 78               |                 | 100          |             |